

CSC Scandihealth A/S snitflader

Vejledning til oversigt over snitflader

Snitfladerne er grupperet efter kommunikationsform:

- Synkron kommunikationsform kan sammenlignes med en dialog, hvor parterne afventer den andens svar, før dialogen fortsætter. Hvis fx system A har sendt data til system B, så afventer A respons fra B, inden A fortsætter.
- Ved asynkron kommunikationsform udveksler A og B data tidsmæssigt uafhængigt af den andens parts respons.

Alle snitfladeoversigter er opbygget i 4 kolonner:

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Hvilke oplysninger omfatter snitfladen.	Hvilken funktion udfører snitfladen.	Hvilken hændelse i systemet udløser snitfladens funktion. Evt. link til pdf-fil med beskrivelse (på engelsk) af snitfladen.	Beskriver, hvorvidt og hvornår CSC Scandihealth-systemet modtager eller sender oplysninger: <ul style="list-style-type: none">• Modtager: CSC Scandihealth-systemet modtager automatisk de relevante data, når de bliver registreret i det andet system.• Anfordring: CSC Scandihealth-systemet leverer de relevante data, når kunden via modtagersystemet rekvirerer dem.• Abonnement: CSC Scandihealth-systemet sender automatisk de relevante data til det andet system, i alle de situationer, der er aftalt med kunden.

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflader til GS!åben

CSC Scandihealth A/S leverer nedenstående snitflader til GS!åben.

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Asynkrone EDIFACT-snitflader			
Person	Opret Person Ret Person Slet Person Udskift CPR-nummer Overfør Personoplysninger	Ved oprettelse, rettelse eller sletning af personoplysninger samt udskiftning af CPR-nummer overføres oplysninger om personen. Oplysningerne kan omfatte bl.a. navn, adresse, egen læge og pårørende. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Forløb	Opret Patientkontakt Ret Patientkontakt Slet Patientkontakt Slet Patientforløb	Ved sletning af patientforløb og ved oprettelse, rettelse eller sletning af patientkontakter overføres oplysninger om patientforløbet. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Kontakt	Opret Patientkontakt Ret Patientkontakt Slet Patientkontakt	Ved oprettelse, rettelse eller sletning af patientkontakter overføres oplysninger om patientkontakten. Oplysningerne kan omfatte bl.a. behandlingsansvarlig, kontaktansvarlig og patientlokation. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Kode	Oprettet kode Ændret kode	Ved oprettelse eller rettelse af en kode fx i en SKS klassifikation overføres oplysningerne om koden. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Organisatorisk Enhed (OE)	Opret OE Ændret OE Slettet OE	Ved Oprettelse eller rettelse af en organisatorisk enhed, fx en afdelingskode, overføres oplysningerne om denne organisatoriske enhed. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Henvisning (Med-Com)	Modtag elektronisk Henvisning	Fra lægepraksis og sygehuse modtages henvisninger elektronisk. Oplysningerne kan omfatte henvisende læge, patient, henvisningsårsag og pårørende.	Modtager

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Henvisning (Med-Com)	Send elektronisk Henvisning	Til sygehuse sendes henvisninger elektronisk. Oplysningerne kan omfatte henvisende sygehus, patient, henvisningsårsag og henvisningstekst.	Anfordring
Epikrise (Med-Com)	Send elektronisk Epikrise (Lægebrev) og korrespondancebreve	Til lægepraksis sendes udskrivningsepikrisen, den ambulante epikrise, skadestueepikrisen, den billeddiagnostiske epikrise. Der kan fra sygehuset afsendes korrespondancebreve. Epikrisen omfatter oplysninger om patienten, diagnoser, operationer, indgreb og epikrisetekst. Korrespondancebrevet omfatter oplysninger om patienten og tekst.	Anfordring
Epikrise (Med-Com)	Modtag elektronisk Epikrise (Lægebrev) og korrespondancebreve	Fra eksterne systemer modtages epikriser og korrespondancebreve. Epikrisen indeholder oplysninger om patienten, diagnoser, operationer, indgreb og epikrisetekst. Korrespondancebrevet omfatter oplysninger om patienten og tekst.	Modtager
Kvittering (Med-Com)	Modtag og Afsend kvittering	Fra lægepraksis modtages kvitteringer elektronisk og sygehuset afsender kvitteringer. Oplysningerne omfatter markering af negativ eller positiv kvittering. Ved negativ kvittering oplyses fejlttekst.	Modtager Afsender
Indlæggelses- / udskrivningsadvis (MedCom)	Indlæggelsesadvis Udskrivningsadvis	Ved indlæggelse af en patient samt ved udskrivning af patient sendes automatisk meddelelse til patientens hjemkommune.	Abonnement
Indlæggelsesvar (MedCom)	Indlæggelsesvar	Svar fra patientens hjemkommune som følge af indlæggelsesadvis.	Modtager
Bookingsvar (MedCom)	Bookingsvar	Brev til den henvisende læge om indkaldelsesdato for undersøgelse/behandling.	Anfordring

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Synkrone XML-snitflader <u>Kort introduktion</u> <u>Kort beskrivelse af teknisk arkitektur</u>			
Person (PSI)	Hent Person Hent CPR-nummer med ændringer	Snitfladen overfører personoplysninger. Oplysningerne kan omfatte bl.a. navn, adresse, egen læge og pårørende. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Person (POTI)	Opret Person Ret Person Hent Person Ret Pårørende	På anfordring oprettes, rettes eller hentes oplysninger om en person, eller rettes oplysninger om en persons pårørende. Oplysninger er fx CPR-nummer, navn, adresse, telefonnumre, egen læge m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Kontakt	Opret Kontakt Ret Kontakt Slet Kontakt Luk Kontakt Find Kontakt Oversigt over Kontakt Opret Intern flytning Find Kontaktpersonale Gem Kontaktpersonale	På anfordring oprettes, rettes, slettes, lukkes eller hentes oplysninger for flere forskellige slags kontakter eller der kan gives en oversigt. Oplysningerne er fx forløbsid, kontaktype, kontakttidspunkt, behandlingsansvarlig, kontaktansvarlig m.m. Det er også muligt at oprette en intern flytning samt at finde eller gemme oplysninger om kontaktpersonale. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Rekvisition	Opret Rekvisition Ret Rekvisition Slet Rekvisition Find Rekvisition Oversigt over Rekvisition Lås op for Rekvisition Find Behandler Gem Behandler Find Ydelse Gem Ydelse Find Rekvisitionsbeskr. Gem Rekvisitionsbeskr.	På anfordring oprettes, rettes, slettes, låses op for eller hentes oplysninger for en rekvisition eller der kan gives en oversigt. Oplysningerne er fx forløbsid, status, katagori, start- og sluttidspunkter, beskyttelse, prioritet m.m. Det er også muligt at finde eller gemme oplysninger om behandler, finde eller gemme oplysninger om ydelse samt finde eller gemme rekvisitionsbeskrivelse. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Diagnose	Find Diagnose Gem Diagnose	På anfordring findes eller gemmes oplysninger om diagnose. Oplysningerne er fx forløbsid, kontaktid, henvisningsid, klassifikation, start- og sluttidspunkt, beskyttelse, note, tillægskoder, registreringsenhed m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Henvisning	Opret Henvisning Ret Henvisning Slet Henvisning Find Henvisning	På anfordring oprettes, rettes, slettes eller hentes oplysninger om en henvisning. Oplysningerne er fx forløbsid, kontaktid, CPR-nummer, henvisningstype, henvisningsdato, beskyttelse, henvisningsdiagnose, henvisende instans m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Epikrisetekst	Find Epikrisetekst Gem Epikrisetekst	På anfordring findes eller gemmes oplysninger for en epikrisetekst. Oplysningerne er fx forløbsid, kontaktid, tekst og beskyttelse. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Skinjournal	Opret Skinjournal Ret Skinjournal Slet Skinjournal	På anfordring oprettes, rettes, slettes eller hentes oplysninger for en skinjournal. Oplysningerne er fx CPR-nummer, journaltype, markering af papirjournal, mikrofilm eller elektronisk journal, beskyttelse, placering, journaler m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Cave	Find Cave Gem Cave	På anfordring findes eller gemmes oplysninger for caveregistreringer. Oplysningerne er fx CPR-nummer, cavetype, registreringsdato, tekst og registrerende enhed. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Kode	Opret Klassifikationskode Ret Klassifikationskode Find Klassifikationskode Opret Katalogkode Ret Katalogkode Find Katalogkode Oversigt over Kode	På anfordring oprettes, rettes, hentes eller gives en oversigt over koder. Oplysningerne er fx koden og dens identifikation, start- og slutdato, tekst, klassifikationstype, regler, anvendelsesområde m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Bruger	Find Bruger Gem Bruger Slet Bruger	På anfordring findes eller gemmes oplysninger for en bruger, eller brugeren slettes. Oplysningerne er fx brugerkoden og identifikationen, start- og slutdato, navn, stilling, password, beskrivelse, startaktivitet m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Anfordring
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none"> • Logon • Logoff • Opret Bruger / Profil relation • Slet Bruger / Profil relation • Findes Bruger / Profil relation? • Opret Bruger / Organisatorisk enhed relation • Slet Bruger / Organisatorisk enhed relation • Findes Bruger / Organisatorisk enhed relation? • Opret Profil / Organisatorisk enhed relation • Slet Profil / Organisatorisk enhed relation • Findes Profil / Organisatorisk enhed relation? 	<p>På anfordring logges på, logges af, oprettes eller slettes relationer, eller gives svar på om relation findes. Relationerne kan være mellem en bruger og en profil, en Bruger og en organisatorisk enhed eller en profil og en organisatorisk enhed.</p> <p>Oplysningerne er fx brugerkode, profilkode, gruppekode og organisatorisk enhed.</p> <p><u>Kort beskrivelse</u></p>	Anfordring

CSC Scandihealth A/S snitflader

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Asynkron XML-snitflader			
Rekvisition	Opret Rekvisition Ret Rekvisition Slet Rekvisition	Snitfladen overfører rekvisitionsoplysninger. Oplysningerne kan omfatte bl.a. CPR-nummer, patientens navn, forløbs-identifikation, rekvisitionens starttidspunkt, behandlere, beskrivelse, ydelser m.m. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement
Diagnose	Opret diagnose Ret diagnose Slet diagnose	Snitfladen overfører diagnoser. <u>Kort beskrivelse</u>	Abonnement