

CSC Scandihealth A/S snitflader

Vejledning til oversigt over snitflader

Snitfladerne er grupperet efter kommunikationsform:

- Synkron kommunikationsform kan sammenlignes med en dialog, hvor parterne afventer den andens svar, før dialogen fortsætter. Hvis fx system A har sendt data til system B, så afventer A respons fra B, inden A fortsætter.
- Ved asynkron kommunikationsform udveksler A og B data tidsmæssigt uafhængigt af den andens parts respons.

Alle snitfladeoversigter er opbygget i 4 kolonner:

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Hvilke oplysninger omfatter snitfladen.	Hvilken funktion udfører snitfladen.	Hvilken hændelse i systemet udløser snitfladens funktion. Evt. link til pdf-fil med beskrivelse (på engelsk) af snitfladen.	Beskriver, hvorvidt og hvornår CSC Scandihealth-systemet modtager eller sender oplysninger: <ul style="list-style-type: none">• Modtager: CSC Scandihealth-systemet modtager automatisk de relevante data, når de bliver registreret i det andet system.• Anfordring: CSC Scandihealth-systemet leverer de relevante data, når kunden via modtagersystemet rekvirerer dem.• Abonnement: CSC Scandihealth-systemet sender automatisk de relevante data til det andet system, i alle de situationer, der er aftalt med kunden.

Snitflader til OPUS Journal

CSC Scandihealth A/S leverer nedenstående snitflader til OPUS Journal-produkterne.

Snitflade	Funktionalitet	Beskrivelse	Type
Asynkrone snitflader til GS og GS!åben i internt format			
Person	Opret Person Ret Person Slet Person Udskift CPR-nummer Overfør Personoplysninger	Ved oprettelse, rettelse eller sletning af personoplysninger samt udskiftning af CPR-nummer overføres oplysninger om personen. Oplysningerne kan omfatte bl.a. navn, adresse, egen læge og pårørende.	Modtager
Forløb	Opret Patientkontakt Ret Patientkontakt Slet Patientkontakt Slet Patientforløb	Ved sletning af patientforløb og ved oprettelse, rettelse eller sletning af patientkontakter overføres oplysninger om patientforløbet.	Modtager
Kontakt	Opret Patientkontakt Ret Patientkontakt Slet Patientkontakt	Ved oprettelse, rettelse eller sletning af patientkontakter overføres oplysninger om patientkontakten. Oplysningerne kan omfatte bl.a. behandlingsansvarlig, kontaktansvarlig og patientlokation.	Modtager
Diagnoser/ydelse	Overfør diagnose/ydelse	Snitfladen overfører oplysninger om diagnose- og ydelseskoder til GS.	Anfordring
Mor/barn kobling	Overfør mor/barn kobling Kun til fødejournal og obstetrik	Oplysningerne omfatter CPR-numre på mor og børn, kontakter, navne, adresse, egen læge samt relevante koder for mor og børn.	Modtager på anfordring af slutbruger
Asynkrone snitflader mellem fødejournal og GS!åben i internt format			
Mor/barn kobling	Oprettelse af nyfødt	Ved oprettelse af nyfødt i GS!åben sendes oplysningerne automatisk til journalen. Oplysningerne omfatter CPR-numre på mor og børn, kontakter, navne, adresse, egen læge samt relevante koder for mor og børn.	Modtager
Asynkrone EDIFACT-snitflader			
Laboratoriesvar	Modtag laboratoriesvar	Laboratoriesvar indeholder resultater af analyser foretaget i laboratoriet. Svarene modtages som filer i overensstemmelse med EDIFACT/MEDRPT 2.3.	Modtager