

NYHEDSBREV

Nr. 7. Februar 2005

NYHEDER OG ÆNDRINGER TIL
OPUS PATIENTFORLØB OG OPUS BOOKING

I dette nyhedsbrev

- Udskriv Ventende Patienter
- Udskriv Patienter, KMDPD3
- Færdigregistrer kontakt
- Oversigt over tider
- Kalenderen
- Nye brevvariable til brevgruppen PRODBR
- Opsæt systemfarver
- Opsæt kodefarver



CSC Scandihealth A/S er med februar releasen klar med nedennævnte nyudviklinger og ændringer til OPUS. Kontakt dit amts konsulent hos CSC Scandihealth A/S, tlf. 3614 4000, hvis du ønsker yderligere oplysninger om løsninger og priser.

Udskriv Ventende Patienter

Listen er ændret på 4 områder således:

- Ny søgeparameter til "Kun henviste i perioden"
- F7-afgrænsningen på Henvisende Instans er udvidet med "Kun eksterne henvisere" og "Kun eget sygehus".
- Søgeparametrene "Kun ventestatus", "Kun manglende ventestatus", "Kun ventende" og "Kun ikke ventende" fjernes og erstattes af ny søgeparameter under "Yderligere afgrænsning på" til "Ventestatus" med mulighed for at udsøge på op til 9 specifikke ventestatus-koder, på alle alfabetiske ventestatus-koder, alle numeriske ventestatus-koder eller uden ventestatus kombineret med "kun nyeste ventestatus".
- Søgeparameteren "Kun døde og fraflyttede" udgår og erstattes af 2 nye adskilte søgeparametre "Kun døde" og "Kun fraflyttede".

Udskriv Patienter, listen KMDPD3

Listen er udvidet med antallet af patienter efter antallet af patientkontakter sidst på listen. Antallet af patienter er antallet af forskellige CPR-numre på listen.

Færdigregistrer kontakt

Ny profil i OPUS i relation til færdigregistreringen.

Hvis der findes rekvisitioner efter patientforløbets afslutning, forhindres brugeren i at færdigregistrere den sidste kontakt i patientforløbet. Udelukkende aflyste og slettede rekvisitioner er tilladt efter patientforløbets afslutning med det nye færdigregistrerings-tjek.

Oversigt over tider

Nye muligheder i vinduet "Oversigt over tider", der gør det muligt at åbne kalenderen for den valgte ressource ved at højreklikke på en tid i oversigten.

Desuden ny mulighed for at vælge flere ressourcer vist i "Oversigt over tider".

Tiderne vil her være sorteret efter dato, og ressourcerne vil være blandede ligesom nu, når der vælges en producent og herefter oversigten.

Endelig er der tilføjet et nyt menupunkt "Vis oversigt over tider", som fremvises, når der er vist en ressource i kalenderen. Vælges menupunktet, vises vinduet "Oversigt over tider" med den valgte ressource.

Kalenderen

Hvis der findes en reservationskode på tiden i kalenderen, vil reservationskoden nu også blive vist på de bookinger, der ligger på tiden.

Reservationskoden vil blive vist som den første oplysning på bookingen.

Nye brevariable til brevgruppen PRODBR

Der er udviklet 5 nye variable i brevgruppen PRODBR.

- VAR1 : Ressource
- VAR2 : Fra kl.
- VAR3 : Til kl.
- VAR4 : Varighed
- Variabel 8121: Printernavn

De 5 nye variable kan benyttes til at udskrive et mødekort til patienten fra dennes bookinger.

Opsæt Systemfarver/Opsæt Kodefarver

Vinduerne "Opsæt systemfarver" og "Opsæt kodefarver" er ændret, så det er muligt at vælge en opsætning pr. producent.

De nye muligheder for at ajourføre profilerne sker via ret-adgangen til "Producerende enhed – bookadm".